

Санитарно-гигиенический контроль

любых технологических поверхностей и воды

Люминометр Smart



Контроль производственной гигиены проще, чем можно представить



Визуализация результатов с помощью мобильного приложения



Доступ к облачным данным из любого места в любое время

Система **A3** —
это ТРИ маркера гигиены
АТФ+АДФ+АМФ

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Примите регулярный контроль гигиены за правило

С помощью мобильного приложения это может даже новичок



Анализ

Быстро и просто. Результат — через 10 секунд



1. Отберите пробу

Протрите поверхность тампоном и поместите его в картридж

2. Измерьте сигнал

Хорошо встряхните картридж и поместите его в Люминометр

3. Получите результат

Результаты измерения (в относительных сетевых единицах) отображаются в течении 10 секунд



Мониторинг

Мобильное приложение для постоянного контроля гигиены в различных точках

Специальное приложение “Lumitester” позволяет создавать графики изменений санитарно-гигиенического состояния в точках мониторинга. Результаты проверки отображаются автоматически, при этом наглядна эффективность мероприятий по улучшению. Сотрудники предприятия будет более ответственно относиться к производственной гигиене, что способствует повышению доверия к бизнесу



Отображение результатов в динамике в каждой точке



Визуализация суммарных данных по всем проверкам



Приложение Lumitster доступно для скачивания на App Store и Google Play



Интеграция

Объединение данных нескольких объектов с централизованным управлением

Данные сохраняются в облаке и могут быть получены из любой точки доступа в интернет, где бы Вы не находились. Обладая полной информацией о санитарно-гигиеническом состоянии производственных площадок в реальном времени, можно оперативно локализовать возникающие риски и быстро устранить возможные проблемы



Характеристики

Наименование	Описание
Время измерения	10 секунд
Единицы измерения	Относительные сетевые единицы (RLU)
Питание	2 аккумуляторные щелочные или никель-гидридные батареи размера (AA)
Комплектность	Люминометр, 2 батареи (AA), щёточка для очистки, USB-кабель, ремешок, инструкция
Рабочий диапазон	0-999999 относительных световых единиц
Автоматическая коррекция на температуру	от +10°C до +40°C
Память	2000 точек
Температура эксплуатации	от +5°C до +40°C
Допустимая влажность	от 20% до 85% отн. (без конденсации)
Размеры (ШxВxГ)	65x176x40 мм
Масса (без батарей)	235 г
Питание	3В

Данное устройство предназначено только для контроля гигиенических показателей

LuciPac™ A3 — картриджи для люминометра Smart



LuciPac™ A3 Water для анализа воды



LuciPac™ A3 Surface для анализа поверхностей

LuciPac™ A3 и люминометр Smart не предназначены для подсчета общего количества живых бактерий или выявления конкретных патогенных микроорганизмов

Картриджи LuciPac™ A3 можно использовать с люминометром Smart, PD-30 и PD-20. Использовать с другими моделями запрещено

Условия хранения LuciPac™ A3

Хранить при температуре от +2 до 8 °C (не замораживать)

При температуре 25 °C в закрытом состоянии хранится 14 дней

При температуре 30 °C в закрытом состоянии хранится 5 дней

Срок годности

15 месяцев с даты изготовления

Информация для заказа

Наименование	Артикул
Люминометр Smart	421349888
LuciPac™ A3 Surface для анализа поверхностей, 20 шт.	421349934
LuciPac™ A3 Water для анализа воды, 20 шт.	421349936

Техническая и методическая поддержка:

support@stylab.ru

Заказы товаров в интернет-магазине Стайлаб:

order@stylab.ru

stylab®

Дистрибьютор в России и странах ЕАЭС
123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, стр. 1
Тел./факс: +7 495 662-64-15, +7 495 707-28-68
Электронная почта: order@stylab.ru
stylab.ru stylab-shop.com stylab-test.com



Подробнее на сайте
stylab-shop.com